



Czyste ręce ratują życie!

HG230 Hygienius

Pomoc w zwalczaniu zakażeń krzyżowych.

Automatyczny czujnik uruchamia dziesięciosekundowy przepływ gorącej wody, gdy ręce znajdują się w jego zasięgu.

SNadaje się do placówek medycznych i zakładów opieki oraz zastosowań gastronomicznych.

Hygienius można podłączyć do dowolnego gniazda 13 A



Kliknij tutaj, aby zamówić online - lub odwiedź

www.mobilneumywalki.pl

Hygienius jest całkowicie autonomiczny i nie wymaga żadnej instalacji wodociągowej ani odprowadzeń kanalizacyjnych.

Wygodne, skuteczne, przenośne jednostki do mycia rąk

Funkcje Hygienius:

- Bezdotykowe uruchamianie ciepłej bieżącej wody.
- Woda zawsze w optymalnej temperaturze 36/40°C.
- Bardzo mobilny - Hygienius można podłączyć do dowolnego gniazda 13 A, dzięki czemu może zostać umieszczony dokładnie w tym miejscu, w którym jest potrzebny.
- Automatyczny czujnik uruchamia dziesięciosekundowy przepływ gorącej wody, gdy w jego zasięgu znajdują się ręce.
- Nic nie trzeba zmieniać ani regulować
- Do 50 dziesięciosekundowych myć ciepłą wodą na każde napełnienie.
- Urządzenie wyposażone jest w łatwy w użyciu zbiornik TEALTainer, który zapewnia oddzielne i higieniczne przechowywanie czystej i brudnej wody.
- Prosta rutynowa codzienna higiena.

Specyfikacja


- Całkowita wysokość 990 mm
- Wysokość do umywalki 900 mm
- Szerokość 330 mm
- Waga (bez wody) 7,6 kg
- Zasilanie 230 V/sieciowe.

Konstrukcja

- TKorpus jest w całości wykonany z niebieskiego, trwałego polietylenu.
- Umywalka jest z płyty ABS pokrytej białym akrylem.
- W komplecie z wbudowaną wtyczką 13A.
- Zbiornik TEALTainer II pozwala bezpiecznie przechować zużytą wodę w oddzielnym, mocnym etylenowym worku LLDPE o pojemności 10 l.

W zestawie

- Zbiornik na wodę TEALTainer II.
- Uchwyt ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe.
- Uchwyt typu "C" do dozownika mydła TEAL.
- Opcjonalne dodatki: uchwyt typu "Z" do dozownika na mydło ze stali nierdzewnej.

 **Kliknij tutaj, aby
zamówić online -
lub odwiedź
www.mobilneumywalki.pl**



 **elmiko**

Elmiko Medical sp. z o.o.

A: Poleczki 29, 02-822 Warszawa, PL

T: +48 (22) 855 30 79

F: +48 (22) 855 34 97

E: marcin.sliwa@elmiko.pl

W: www.elmiko.pl